



# KLETTERELEMENT REHA ANLEITUNG

Art.-Nr. ☑ 26020 · Kategorie: ☑ Kletterelemente

### T-Wall GmbH

Rowenta Str. 7 D - 63071 Offenbach Tel. 069/41 90 91 Fax 069/41 86 36 Email mr@t-wall.org Internet www.t-wall.org



## Montageanleitung für T-Wall Reha-Kletterelemente 1,2 x 2,4 m

Das Reha-Element ist ab Werk mit 6 Befestigungslöchern (Durchmesser 12 mm) ausgestattet.

Die Auswahl der Befestigungsmaterialien sollte gemäß der Wandbeschaffenheit erfolgen.

Bei der Auswahl der Befestigungsschrauben sollte die Befestigungsstärke beachtet werden. Diese beträgt bei einem T-Wall Universal-Element ca. 36 mm.

Eine Angabe von Dübeln kann leider nicht erfolgen, da unterschiedlicher Baugrund und Wandbeschaffenheit nicht erfasst werden kann.

Tragfähigkeit des Befestigungsgrundes ist zu gewährleisten! Die Tragfähigkeit der benutzten Einzeldübel darf 50 kg nicht unterschreiten!

#### Befestigung:

- 1. Das Reha-Element vor der Wand positionieren.
- 2. Löcher für die entsprechenden Dübel durch das Element anzeichnen.
- 3. Löcher gemäß Dübelsystem bohren.
- 4. Dübel einsetzen.
- 5. Schraube mit entsprechenden Drehmoment anziehen.
- 5. Plastikkappe (Schraubenkopfabdeckung) in die Öffnung rein drücken.

#### Befestigung von Klettergriffen:

Die Klettergriffe werden mit Innensechskantschrauben M 10 auf dem auf der Platte vorhandenem Griffraster befestigt.

Hierzu wird ein Inbus-Schlüssel der Größe 8 benötigt.

Beim Befestigen der Klettergriffe sollte man darauf achten, daß die Klettergriffe ausreichend fest (gegen Verdrehen) angezogen sind.

(siehe Anleitung für Klettergriffe)

#### Achtung!

Die Klettergriffe sollten maximal mit einem Drehmoment von 25 Nm (handfest)angezogen werden. Bei einem höheren Drehmoment besteht Bruchgefahr.

Frankfurter Volksbank Kto 500 135 093 BLZ 501 900 00

IBAN DE24 5019 0000 5001 3500 93

SWIFT/BIC FFVBDEFF

UStID-Nr. DE 278 829 909 St.-Nr. 047 246 96529 Amtsgericht Offenbach HRB 91783 GF: Stefan Rybarczyk

T - W a I I intensiv erleben

Vertrieb durch:



**Sport-Tec GmbH Physio & Fitness**Lemberger Str. 255
D-66955 Pirmasens

**Tel.:** +49 (0) 6331 1480-0 **Fax:** +49 (0) 6331 1480-220 **E-Mail:** info@sport-tec.de **Web:** www.sport-tec.de