



Bedienungsanleitung



**Pedalo Wippbrett groß,
LxBxH 150x45x15,5 cm**

Art.-Nr. 02605

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Balance Bretter

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

Anleitung

653130

pedalo®- Wippbrett 150



Anleitung bitte lesen und aufbewahren



Achtung! Für die Benutzung des Gerätes wird ein gewisses Maß an motorischen Fähigkeiten und Umsicht vorausgesetzt. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und, oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen.
Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden.
 Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke. Auch wenn es sich unter anderem um ein Spielgerät für Kinder handelt, sollte der Zusammenbau immer von einem Erwachsenen durchgeführt oder beaufsichtigt werden.
 Das Gerät auf ebenem geradem Untergrund aufstellen.
 Bei empfindlichen Fußböden eventuell Matte unterlegen.
 Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen.
 Verschlissene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern.
 Gerät vor Nässe schützen.
!!!! Nicht auf das Gerät aufspringen und auf keinen Fall als Schleuderbrett verwenden !!!!

Das Gerät ist für eine Benützung ab einem Alter von 3 Jahren bestimmt
 Die maximale Belastbarkeit beträgt 200 kg Kufen längs zum Brett. 100 kg bei Kufen quer zum Brett.

Wippbrett im Format 150x45 cm für umfassende Gleichgewichts- und Entspannungsübungen im Sitzen, Stehen und Liegen für ein und mehrere Personen.

Die umlaufende Rasterbohrung erlaubt das Anbringen von zusätzlichen Festhaltesystemen, Schlaufen, Griffen zur besseren Fixierung von Händen und Füßen.

Ideale Einsatzmöglichkeiten in der Therapie und Rehabilitation, aber auch im Spiel in Kindergärten, Grundschulen.....

Montage Kufen:

Die Kufen können individuell längs oder quer angebracht werden. Somit ergeben sich unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten für Wipp- und Schaukelbewegungen. Beachten Sie, dass beide Kufen immer gleich befestigt werden. Ansonsten wippt das Brett schräg!
 Jede Kufe wird mit 2 St. M6 x 5 cm Flachrundkopfschrauben und Querlochmutterbolzen an der Lochreihe des Brettes befestigt.

Montage der Gummipuffer:

An jeder Eckbohrung des Brettes wird ein Gummipuffer angeschraubt. Von der Brettobenseite wird eine Hülsenmutter in die Bohrung eingesetzt. Von unten wird nun der Gummipuffer angeschraubt. Werden die Kufen an der Schmalseite montiert entfallen die Gummipuffer.

Zubehör:

Pedalo Festhaltestützen.

653130
Stufenlos höhenverstellbar.



Thera – Set

144135
Für weitere Übungsvarianten mit verschiedenen Elastik Tubes.
Kann an der Lochreihe am Brett befestigt werden.





==== www.sport-tec.de ====

Sport-Tec GmbH
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0

Fax: +49 (0) 6331 1480-220

E-Mail: info@sport-tec.de

Web: www.sport-tec.de