



# Bedienungsanleitung



**Dinkelwärmeauflage mit Ausschnitt,  
46x34 cm**

**Art.-Nr. 36020**

**▶▶▶ [zum Produkt ...](#)**

**Dinkelkissen**

**▶▶▶ [zur Kategorie...](#)**

Lesen Sie diese Anleitung vor der Anwendung genau durch. Befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

## ANWENDUNGSHINWEISE

Dinkelnackenhörnchen und Dinkelauflege spenden Ihnen wohlige Wärme an kalten Tagen. Durch Form und Füllung passen sie sich gut an den Körper an. Bei der Erwärmung läßt sich der Dinkel mit Hitze auf und gibt diese gezielt ab.

**Lassen Sie das Hörnchen bzw. die Auflage nie unbeaufsichtigt während Sie diese erwärmen. Bei Überhitzung besteht Brandgefahr. Lassen Sie das Hörnchen bzw. die Auflage vor dem erneuten Erwärmen vollständig auskühlen (ca. 60 Minuten).**

### **ERWÄRMUNG IM BACKOFEN** (CA. 6 - 8 MIN.)

Packen Sie das Hörnchen bzw. die Auflage vor dem Erhitzen komplett in Alufolie ein, um den Stoff vor Verbrennungen zu schützen. Durch das Einwickeln mit Alufolie erwärmt sich der Dinkel außerdem schneller.

Im vorgeheizten Backofen für ca. 6 - 8 Minuten bei 150°C erwärmen. Dazu auf ein Backblech legen, nicht auf einen Rost. Hörnchen bzw. Auflage darf die Seiten des Backofens nicht berühren.

Nach dem Erwärmen gut durchschütteln, sodass sich die Wärme gleichmäßig verteilt.

### **ERWÄRMUNG IN DER MIKROWELLE** (CA. 90 SEK.)

**Nur für Dinkelauflege geeignet**

Legen Sie die Dinkelauflege für ca. 90 Sekunden bei 600 Watt in die Mikrowelle. Damit sie sich gleichmäßig erwärmt, können Sie die Auflage während der Aufwärmphase mehrmals wenden.

Sollte die gewünschte Temperatur nach Ablauf der eingestellten Zeit noch nicht erreicht sein, schütteln Sie die Dinkelauflege gut durch und erwärmen Sie sie für weitere 15 Sekunden. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.

## HINWEISE

Achtung: Bei Überhitzung Brandgefahr!

Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Erhitzung die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräteherstellers.

Waschen Sie das Hörnchen bzw. die Auflage nicht, um Schimmelbildung zu verhindern. Lagern Sie das Produkt trocken und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	Dinkelauflage	Dinkelwärmeauflage mit Ausschnitt
Art.-Nr.	36060	36020
Farbe	beige	beige
Gewicht	700 g	500 g
Maße (LxB)	46x30 cm	46x30 cm
Inhalt	Dinkelspelz	
Material	100% Baumwolle	
Ursprungsland	Made in Germany	

	Dinkelnackenhörnchen	Dinki Nackenhörnchen mit Bezug
Art.-Nr.	36002	36004
Farbe	beige	01-blau, 02-grün, 16-bordeaux, 18-anthrazit
Gewicht	700 g	400 g
Maße (LxB)	45x35 cm	35x30 cm
Inhalt	Dinkelspelz	
Material	100% Baumwolle	
Ursprungsland	Made in Germany	



==== [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de) ====

**Sport-Tec GmbH**  
**Physio & Fitness**

Lemberger Straße 255  
D-66955 Pirmasens

**Tel.:** +49 (0) 6331 1480-0  
**Fax:** +49 (0) 6331 1480-220  
**E-Mail:** [info@sport-tec.de](mailto:info@sport-tec.de)  
**Web:** [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de)