



## MOBILISATIONSKEIL ANLEITUNG

Art.-Nr. ☐ 25384 · Kategorie: ☐ Schlingentisch Zubehör

Lesen Sie diese Anleitung vor der Anwendung genau durch. Befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

## ZWECKBESTIMMUNG

Der Mobilisationskeil dient dazu, Druck auf die Akupressur-Punkte der Brust oder des Handgelenks auszuüben, die Lockerung der verschiedenen Segmente der Lenden- und Brustwirbelsäule zu regulieren und so die Schmerzen und die zervikale Dysfunktion bei Klienten mit Nackenschmerzen zu reduzieren.

## LIEFERUMFANG

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
①	Mobilisationskeil	1x

## SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie, dass eine nicht sachgemäße Benutzung des Mobilisationskeils zu Verletzungen führen kann.

Der Mobilisationskeil darf ausschließlich von Fachpersonal verwendet werden.

Der Mobilisationskeil darf ausschließlich auf einem sicheren und stabilen Untergrund angewendet werden.

Kontraindikation: Personen, die allergisch gegen Polyurethan sind, dürfen das Produkt nicht verwenden.

## RICHTIGE VERWENDUNG

1. Bitten Sie den Klienten sich auf dem vorgesehenen Untergrund zu platzieren. Bitte beachten Sie, dass der Untergrund sicher und stabil sein muss.
2. Der Klient begibt sich langsam in Rückenlage. Unterstützen Sie ihn dabei.
3. Bringen Sie den Mobilisationskeil in die Behandlungsposition.
4. Helfen Sie dem Klienten nach der Behandlung langsam dabei aufzustehen.

## PFLEGE UND REINIGUNG

Verwenden Sie zur Reinigung ein für Polyurethan geeignetes Desinfektionsmittel.

Unter kühlen, sauberen und trockenen Bedingungen lagern. Vermeiden Sie übermäßige Hitze (über 45°C oder 113°F).

## MELDEPFLICHT

Achtung: Alle im Zusammenhang mit dem Mobilisationskeil auftretenden schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Klient niedergelassen ist, zu melden.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	<b>Mobilisationskeil klein</b>	<b>Mobilisationskeil groß</b>
Art.-Nr.	25380	25382
Farbe	01-blau, 05-schwarz	01-blau, 05-schwarz
Material	Polyurethan	Polyurethan
Gewicht	ca. 140 g	ca. 430 g
Maße (LxBxH)	155x99x50 mm	230x110x88 mm
Maße Aussparung (BxT)	29x30 mm	22x40 mm
Ursprungsland	Made in Taiwan	Made in Taiwan

Read these instructions carefully before use. Follow the instructions and keep the instructions for use in a safe place.

## INTENDED USE

The Mobilization Wedge is a device intended to provide pressure to the acupressure points on the chest or wrist, adjust the loosening of the various segments of the lumbar and thoracic vertebrae, reducing pain and cervical dysfunction in clients with neck pain.

## TERMS OF DELIVERY

No.	Item	Quantity
1	Mobilization Wedge	1x

## SAFETY INFORMATION

Please note that improper use can lead to injuries. Use the product only for its intended purpose.

The mobilization wedge may only be used by specialist staff.

Only use on a safe and stable counter top.

Contraindication: People allergic to Polyurethane are not allowed to use the product.

## PROPER USE

1. The client lies on a safe and stable surface.
2. With the assistance of healthcare staff the client slowly lays down.
3. The healthcare staff places the device in the treatment position.
4. After treatment the client slowly gets up with the assistance of healthcare staff.

## CARE AND CLEANING

Use a disinfectant suitable for polyurethane for cleaning.

Store under cool, clean, and dry conditions. Avoid excessive heat (over 45°C or 113°F).

## REPORTING OBLIGATIONS

Caution: All serious incidents related to the Mobilization Wedge must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State where the user and/or client is established.

## PRODUCT PROPERTIES

	<b>Mobilization Wedge small</b>	<b>Mobilization Wedge large</b>
Item No.	25380	25382
Colour	01-blue, 05-black	01-blue, 05-black
Material	polyurethane	polyurethane
Weight	ca. 140 g	ca. 430 g
Measures (LxWxH)	155x99x50 mm	230x110x88 mm
Measures recess (WxT)	29x30 mm	22x40 mm
Country of origin	Made in Taiwan	Made in Taiwan







**Sport-Tec GmbH**  
**Physio & Fitness**  
Lemberger Str. 255  
D-66955 Pirmasens

**Tel.:** +49 (0) 6331 1480-0  
**Fax:** +49 (0) 6331 1480-220  
**E-Mail:** info@sport-tec.de  
**Web:** www.sport-tec.de

