




==== www.sport-tec.de ====



Bedienungsanleitung



**Einmal-Nasenschlitztücher, 30x21 cm,
100 Stück**

Art.Nr.: 23455

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Nasenschlitztücher

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

Technisches Datenblatt:
Zusammensetzung:

AL 57
90 % chlorfrei gebleichter Zellulose
10 % Bindemittel (EVA)

Messparameter	Einheit	Sollwert/Toleranzen*	Prüfvorschrift
Flächengewicht	g/m ²	57 +/- 6,0	DIN 54 540 Teil 2 (6/89)
Bruchkraft			
trocken längs	N/50 mm	24,0 +/- 8,0	DIN 54 540 Teil 7 (6/89)
trocken quer	N/50 mm	15,0 +/-5,0	DIN 54 540 Teil 7 (6/89)
nass längs	N/50 mm	12,0 +/- 4,0	DIN 54 540 Teil 8 (6/89)
nass quer	N/50 mm	7,6 +/- 2,5	DIN 54 540 Teil 8 (6/89)
Dicke (2 kPa Belastung)	mm	0,58 +/- 0,07	DIN 54 540 Teil 3 (6/89)
Wasseraufnahmevermögen	g/100 cm ²	4,4 +/- 1,3	DIN 54 540 Teil 4 (6/89)
Bruchdehnung längs	%	10,0 +/- 3,0	DIN 54 540 Teil 7 (6/89)
Tropfenansaugzeit TAZ	sec.	< 0,5	Zellcheming Merkbl. v. 29.10.85
Weißgrad Elrepho + Filter F4	%	84,0 +/- 2,0	In Anlehnung an DIN 53 145 Teil 1 (7/78)
Feuchte	%	< 5,0	DIN 54 540 Teil 9 (6/89)

Ausgabe 02/07

Klimabedingungen für Prüfungen: Temperatur 23° C/50% rel. Luftfeuchte.

* Alle Toleranzangaben beruhen auf einem Standardvariationskoeffizienten von 2 s



Sport-Tec
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de
www.sport-tec.de