



Bedienungsanleitung



**DESTIX Desinfektionstücher in
Spenderbox, 13x20 cm, 120 Stück**

Art.-Nr. 28580

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Flächendesinfektion

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

Lesen Sie diese Hinweise vor der Anwendung genau durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Beachten Sie, dass eine nicht ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu Verletzungen führen kann!

ANWENDUNGSGBIETE

Destix Med ist ein flüssiges Reinigungs- und Flächendesinfektionsmittel für Oberflächen in Krankenhaus, Praxis, Haushalt usw. Je nach Oberflächenstruktur 20-50ml/qm verwenden. Für eine desinfizierende Wirkung muss Destix Med unverdünnt, mindestens 1 Minute lang auf die Oberfläche einwirken. Die desinfizierte Oberfläche kann nach dem Abtrocknen wiederbenutzt werden.

Destix Med besitzt zusätzlich, durch den ausgewogenen Alkoholanteil eine hervorragende Reinigungswirkung und entfernt mühelos Talg- und Fettablagerungen, Staubpartikel, Nikotinrückstände usw.

WIRKMECHANISMUS UND WIRKSAMKEIT

Auflösen der Zellmembran, dadurch Zerstörung der Mikroorganismen.

Getestete Mikroorganismen	Einwirkzeit
Bakterien: Staphylococcus aureus	1 Minute
Escherichia coli	1 Minute
Pseudomonas aeruginosa	1 Minute
Proteus mirabilis	1 Minute
Pilze: Candida albicans	1 Minute
Viren: HBV	1 Minute
HCV	1 Minute
HIV	1 Minute

WIRKSAME BESTANDTEILE

100 g enthalten: 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,25 g Alkylethylbenzoldimethylammoniumchlorid, 0,25 g Alkylbenzoldimethylammoniumchlorid, 20 g Ethylalkohol, 10 g 1-Propanol

UMWELTVERHALTEN

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

LAGERBEDINGUNGEN

Das Destix Reinigungs- und Flächendesinfektionsmittel sollte in gut verschlossenen Gebinden in kühlen Räumen gelagert werden (siehe auch Sicherheitsdatenblatt). Nach Ablauf der Haltbarkeit nicht mehr verwenden.

REGISTRIERUNG UND KENNZEICHNUNG

Die Desinfektionsprodukte sind bei der BAUA (Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) registriert.

Das Produkt ist gemäß Gefahrstoffverordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Allgemeiner Hinweis! Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Gebrauchshinweise und Produktinformationen lesen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Destix Desinfektionstücher			
Art.-Nr.	28580	28582	28583
Art der Verpackung	Spenderbox	Nachfüllpack	Spenderbox inkl. Nachfüllpack
Inhalt	120 Tücher (13x20 cm), 2,6 m ²	120 Tücher (13x20 cm), 2,6 m ²	2 x 120 Tücher (13x20 cm), 2,6 m ²
Ursprungsland	Made in Germany		

Destix Desinfektionstücher			
Art.-Nr.	28584	28582	28587
Art der Verpackung	Spenderbox	Nachfüllpack	Spenderbox inkl. Nachfüllpack
Inhalt	200 Tücher (21x26 cm), 10,92 m ²	200 Tücher (21x26 cm), 10,92 m ²	2 x 200 Tücher (21x26 cm), 10,92 m ²
Ursprungsland	Made in Germany		



Sport-Tec GmbH
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0

Fax: +49 (0) 6331 1480-220

E-Mail: info@sport-tec.de

Web: www.sport-tec.de

